

# KERN 337-131

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 kg, Controlar el peso, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



## Categoría

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca                 | KERN            |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto     | OIML F2         |
| Familia de productos  | 337             |

## Sistema de medición

|   |        |
|---|--------|
| Peso de control - valor nominal                               | 5 kg   |
| Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )                  | 1250   |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> ) | 15,625 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-)                      | 160 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)                       | 7390   |
| Peso de control - Densidad [Max] (OIML)                       | 10700  |
| Peso de control OIML clase                                    | F2     |

## Diseño

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Forma constructiva pesa | Controlar el peso                          |
| Dimensiones (Ø×A)       | 136×132 mm                                 |
| Material                | acero inoxidable finamente torneado (OIML) |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 136×136×132 mm       |
| Peso neto                        | 10 kg                |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 10 kg                |
| Peso bruto aprox.                | 10 kg                |
| Peso de envío                    | 10 kg                |

## Pictogramas