

KERN 327-06

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-436
Número de artículo para calibración DAkkS	962-436
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-436

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	50 g
Peso de control - volumen (cm ³)	6,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0781
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,3 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7270
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8890
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	18×29,5 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	18×18×29 mm
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes