

KERN 337-161

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F2, 50 kg, Controlar el peso, acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	337

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	50 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	6250
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	78,125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	800 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10700
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Controlar el peso
Dimensiones (Ø×A)	198×249,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	198×198×249 mm
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	50 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-446
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-446