

KERN 326-09

Pesas individuales, Clase OIML F1, 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-439
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-439

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	500 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (Ø×A)	38×64 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	38×38×64 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg