

# KERN 317-02

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML E2, 2 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-332
Número de artículo para calibración DAkkS	962-332
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-332

## Pictogramas

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	317

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	2 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0031
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,04 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6000
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	12000
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	6×10 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×10 mm
Peso neto	0,002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes