

# KERN 346-77

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-644
Número de artículo para calibración DAkkS	962-644

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	1408,4507
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	119,024
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	500 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	190×95×109 mm
Material	hierro fundido lacado

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×110×125 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg