

KERN 356-77

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 10 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-644
Número de artículo para calibración DAkkS	962-644

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	356

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	1408,4507
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	119,024
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,6 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	190×95×109 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×95×109 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg