

KERN 366-87

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 10 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-644

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	1408,4507
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	119,024
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	190×95×109 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×95×109 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg