

KERN 346-88

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-645
Número de artículo para calibración DAkkS	962-645

Pictogramas

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	2816,9014
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	238,048
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	230×115×139 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	240×130×160 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg