

KERN 366-88

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-645

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	2816,9014
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	238,048
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	10 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	230×115×139 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×115×139 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg