

KERN 356-79

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-646
Número de artículo para calibración DAkkS	962-646

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	356

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	50 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	7042,2535
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	595,12
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	8 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	310×155×192 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	310×155×192 mm
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	50 kg