

# KERN 366-96

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Botón, hierro fundido lacado



## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-643

## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	704,2254
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	59,512
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2,5 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	94×146 mm
Material	hierro fundido lacado

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	94×94×146 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg