

KERN 366-76

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-643
Número de artículo para calibración DAkkS	962-643

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	704,2254
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	59,512
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2,5 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	150×75×84 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×75×84 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg