

KERN 366-93

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 500 g, Botón, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-639

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - volumen (cm ³)	70,4225
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	5,9512
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	250 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	46×68 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	46×46×68 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg