


# KERN 348-01

Pesas de miligramos, M1, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-651
Número de artículo para calibración DAkkS	962-651

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,2 mg
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Peso neto	0,00001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg