

KERN 348-07

KERN

Pesas de miligramos, M1, 100 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-657
Número de artículo para calibración DAkkS	962-657

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	100 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Peso neto	0,0001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg