

# KERN 347-05

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-635
Número de artículo para calibración DAkkS	962-635

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	20 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×23 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg