

KERN 362-96

KERN

Juego de pesas, M3, 1 g - 1 kg, acero inoxidable (1 g - 50 g) y hierro fundido lacado (≥ 100 g), botón (≤ 50 g, ≥ 500 g) y cilindro (100 g, 200 g), en un bloque de madera



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	362

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	260×95×50 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un bloque de madera
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×95×50 mm
Peso neto	2,75 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	2,8 kg
Peso de envío	2,75 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-619
---	---------