

# KERN 362-97

**KERN**

Juego de pesas, M3, 1 g - 2 kg, acero inoxidable (1 g - 50 g) y hierro fundido lacado ( $\geq 100$  g), botón ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) y cilindro (100 g, 200 g), en un bloque de madera



## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	362

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de control OIML clase	M3

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	340×120×60 mm
Número de pesos	15
Estuche de juego de pesas	en un bloque de madera
Material	hierro fundido lacado

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	340×120×60 mm
Peso neto	7,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envío	7,3 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-620
---	---------