

KERN 347-037

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-633

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	5 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,5952
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,012
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,6 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	El peso de la ranura (Tipo B)
Dimensiones (Ø×A)	28×2,6 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	28×28×3 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg