

# KERN YPS-05

Placa antivibracionia

**KERN**



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Placa antivibratoria

## Diseño

Forma constructiva	rectangular
Dimensiones (A×P×A)	565×450×60 mm
Material	granito

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	800×600×400 mm
Peso neto	41 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	42 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	50 kg

## Pictogramas

STANDARD

