

# KERN ORM 2SU

# KERN

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales



Escala maltosa (azúcar de malta)	✓
Lectura maltosa (azúcar de malta)	0,1 %
Campo de medición maltosa (azúcar de malta) [Min]	0 %
Campo de medición maltosa (azúcar de malta) [Max]	16 %
Precisión maltosa (azúcar de malta)	±0,2 %

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	121×58×25 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Digital

## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	60 sec
Protección IP - unidad completa	IP65
Compensación automática de la temperatura	✓

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	1.300 mAh
Batería tensión	1,5 V

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	170×110×50 mm
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	170×110×50 mm
Peso neto	0,14 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,31 kg

## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro digital
Familia de productos	ORM-SU

## Sistema de medición

Compensación de temperatura automática (ATC)	✓
Método de medición	Reflexión total
Ámbito de aplicación	Azúcar
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Temperatura de la medición [Min] (°C)	0 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	40 °C
Escala Brix	✓
División Brix	0,1 %
Rango de medición Brix [Min]	0 %
Rango de medición Brix [Max]	50 %
Precisión Brix	±0,2 %
Escala dextran	✓
Lectura dextran	0,1 %
Campo de medición dextran [Min]	0 %
Campo de medición dextran [Max]	11 %
Precisión dextran	±0,2 %
Escala lactosa (azúcar de la leche)	✓
Lectura lactosa (azúcar de la leche)	0,1 %
Campo de medición lactosa (azúcar de la leche) [Min]	0 %
Campo de medición lactosa (azúcar de la leche) [Max]	17 %
Precisión lactosa (azúcar de la leche)	±0,2 %

# KERN ORM 2SU



Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

## Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-290
--	---------

## Pictogramas

### STANDARD

---

