

# KERN 312-036

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 100 g, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-316

## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	312

### Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de control OIML clase	E2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Forma compacta
Dimensiones (A×P×A)	165×125×75 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×125×75 mm
Peso neto	0,65 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-316
---	---------