

# KERN 313-076

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-306
Número de artículo para calibración DAkkS	962-306
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-306

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 2 kg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	5,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,55 kg