

KERN 313-086

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para calibración DAkkS 962-307

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-307

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 5 kg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	18 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	24 kg
Peso de envío	23 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-307
---	---------