

KERN 314-046

KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-317
Número de artículo para calibración DAkkS	962-317
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-317

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	314

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	190×130×80 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×130×80 mm
Peso neto	0,9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg