

# KERN 312-046

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 200 g, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio

Número de artículo para  
divergencia positiva garantizada 921-317

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	312

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Forma compacta
Dimensiones (A×P×A)	190×130×80 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×130×80 mm
Peso neto	0,9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-317
---	---------