

KERN 312-096

KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 10 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-322

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML E2 |
| Familia de productos | 312 |

Sistema de medición

| | |
|---|-------------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | no |
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 10 kg |
| Peso de control OIML clase | E2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Forma compacta |
| Dimensiones (A×P×A) | 610×260×235 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 610×260×235 mm |
| Peso neto | 23,9 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 24 kg |
| Peso bruto aprox. | 28 kg |
| Peso de envío | 28 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-322 |
|---|---------|