

KERN 312-026

KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 50 g, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-315

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML E2 |
| Familia de productos | 312 |

Sistema de medición

| | |
|---|------------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | no |
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 50 g |
| Peso de control OIML clase | E2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Forma compacta |
| Dimensiones (A×P×A) | 165×120×75 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 165×120×75 mm |
| Peso neto | 0,54 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,55 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,80 kg |
| Peso de envío | 0,8 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-315 |
|---|---------|