

# KERN 314-05

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 500 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkkS 962-318

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-318

## Pictogramas

## STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	314

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 500 g
Peso de control OIML clase	E2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×180×110 mm
Número de pesos	12
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×110 mm
Peso neto	3,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,2 kg
Peso de envío	3,1 kg

### Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-318
---	---------