

# KERN 314-06

**KERN**

Juego de pesas, E2, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkkS 962-319

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-319

## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	314

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×180×110 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×110 mm
Peso neto	4,21 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,21 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-319
---	---------