

KERN 313-04

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkks 962-303

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-303

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML E2 |
| Familia de productos | 313 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 200 g |
| Peso de control OIML clase | E2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 152×152×66 mm |
| Número de pesos | 23 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 152×152×66 mm |
| Peso neto | 1,27 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 1,4 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,4 kg |
| Peso de envío | 1,27 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-303 |
|---|---------|