

# KERN 313-054

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 500 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para calibración DAkkS 962-304

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-304

## Pictogramas

## STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 g
Peso de control OIML clase	E2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	24
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	1,44 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	1,44 kg

### Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-304
---	---------