

# KERN 313-064

**KERN**

Juego de pesas, E2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para calibración DAkkS 962-305

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-305

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	25
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	3,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	4 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-305
---	---------