

# KERN 314-084

**KERN**

Juego de pesas, E2, 1 g - 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-321
Número de artículo para calibración DAkkS	962-321
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-321

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	314

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	16
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	12,69 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envío	12,69 kg