

KERN 313-024

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para
calibración DAkkS 962-301

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-301

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	20
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,8 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-301
---	---------