

KERN 318-226

KERN

E2, 1 mg - 500 mg, Pesa de miligramos, en forma de lámina, acero inoxidable pulido (OIML)



Número de artículo para calibración DAkkS 962-350

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-350

Pictogramas

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm
Peso neto	0,31 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,39 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-350
---	---------