

KERN 318-22

KERN

E2, 1 mg - 500 mg, Pesa de miligramos, en forma de lámina, acero inoxidable pulido (OIML)



Número de artículo para calibración DAkkS 962-350

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-350

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML E2 |
| Familia de productos | 318 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 500 mg |
| Peso de control OIML clase | E2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Plaqueta |
| Dimensiones (A×P×A) | 136×53×22 mm |
| Número de pesos | 13 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de plástico |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 130×60×22 mm |
| Peso neto | 0,09 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,10 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-350 |
|---|---------|