

KERN ODC 241

KERN

La microscopía digital totalmente actualizada. Tableta con cámara integrada para la observación óptima y la documentación digital de la muestra



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Cámara para microscopio
Familia de productos	ODC-2

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	táctil LCD
Pantalla tamaño	9,7"
Pantalla resolución	2048×1536
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	238×51×206 mm
Material carcasa de pantalla	aluminio anodizado
Cámara tipo	Cámara de la tableta
Cámara - Tipo de sensor	Sony CMOS
Cámara - Tamaño del sensor	1/2,8"
Cámara - Resolución	5 MP
Cámara - Profundidad del color	Color
Cámara - Tipos de fijación	C-mount
Método de exposición de la cámara	Rolling Shutter

Funciones

Memoria - tamaño total	128 GB
Interfaces	WiFi de serie USB 2.0

	HDMI
	MicroSD
Sistemas operativos compatibles	Android
Cámara - Software funciones	Captación de imágenes Grabaciones de vídeo Mediciones
Cámara - software utilizado	integrado

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V; 2 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	275×230×85 mm
Peso neto	0,7935 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg

Pictogramas

STANDARD

