

Información general

Nombre de producto: BURETAS DESMONTABLES DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - SET COMPLETO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con frasco de llenado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492364AM	PTFE cónica	10	± 0.02	0.05
0100492367AM	PTFE cónica	25	± 0.05	0.1

Ficha de producto

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492368AM	PTFE cónica	50	± 0.05	0.1
0100492564AM	Vidrio	10	± 0.02	0.05
0100492567AM	Vidrio	25	± 0.05	0.1
0100492568AM	Vidrio	50	± 0.05	0.1
0100492764AM	PTFE aguja	10	± 0.02	0.05
0100492767AM	PTFE aguja	25	± 0.05	0.1
0100492768AM	PTFE aguja	50	± 0.05	0.1



Product datasheet

General Information

Product name: DETACHABLE BURETTES, AUTOMATIC ZERO, CLASS A, COMPLETE SET - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With bottle.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492364AM	PTFE conical	10 ML	± 0.02	0.05
0100492367AM	PTFE conical	25 ML	± 0.05	0.1
0100492368AM	PTFE conical	50 ML	± 0.05	0.1

Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492564AM	Glass	10 ML	± 0.02	0.05
0100492567AM	Glass	25 ML	± 0.05	0.1
0100492568AM	Glass	50 ML	± 0.05	0.1
0100492764AM	PTFE needle	10 ML	± 0.02	0.05
0100492767AM	PTFE needle	25 ML	± 0.05	0.1
0100492768AM	PTFE needle	50 ML	± 0.05	0.1

