

## Información general

Nombre de producto: BURETAS LARGAS RECTAS CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100490854	Vidrio	10	$\pm 0.02$	0.02
0100490857	Vidrio	25	$\pm 0.03$	0.05
0100490864	PTFE Cónica	10	$\pm 0.02$	0.02
0100490867	PTFE Cónica	25	$\pm 0.03$	0.05

## Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100490874	PTFE Aguja	10	$\pm 0.02$	0.02
0100490877	PTFE Aguja	25	$\pm 0.03$	0.05
0100490884	Plástico	10	$\pm 0.02$	0.02
0100490887	Plástico	25	$\pm 0.03$	0.05



## General Information

**Product name:** BURETTES CLASS A, LONG

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100490854	GLASS	10 ML	$\pm 0.02$	0.02
0100490857	GLASS	25 ML	$\pm 0.03$	0.05
0100490864	CONICAL PTFE	10 ML	$\pm 0.02$	0.02
0100490867	CONICAL PTFE	25 ML	$\pm 0.03$	0.05

## Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100490874	PTFE NEEDLE	10 ML	$\pm 0.02$	0.02
0100490877	PTFE NEEDLE	25 ML	$\pm 0.03$	0.05
0100490884	Plastic	10 ML	$\pm 0.02$	0.02
0100490887	Plastic	25 ML	$\pm 0.03$	0.05

