

## Información general

**Nombre de producto:** CONO DE SEDIMENTACIÓN IMHOFF

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Graduación: 0 - 2 mL: subdivisiones de 0,1 mL

2 - 10 mL: 0,5 mL

10 - 40 mL: 1 mL

40 - 100 mL: 2 mL

100 - 1000 mL: sin subdivisiones

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)
0100523700	Sin llave	1000

## General Information

**Product name:** SEDIMENTATION CONE, IMHOFF TYPE

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

0 - 2 mL: 0,1 mL subdivisions

2 - 10 mL: 0,5 mL

10 - 40 mL: 1 mL

40 - 100 mL: 2 mL

100 - 1000 mL: without subdivisions

## Picture



## Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)
0100523700	Without stopcock	1000 ML