

## Información general

**Nombre de producto:** DESECADORES EN PLÁSTICO

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con llave para vacío, tapa en policarbonato transparente. Base y depósito para desecante en PP.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Diámetro (MM)
10DPCO0197	200

## General Information

**Product name:** PLASTIC DESSICATORS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

External sleeve for vacuum, transparent PC cover, base and dessicant container of PP. See DPLA for dish for dessicators.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Diameter (MM)
10DPCO0197	200