

Información general

Nombre de producto: EXTRACTOR SOXHLET 50 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Cuerpo extractor 50 ml (ref. 0100322003)
- Refrigerante Dimroth (ref. 0100233614)
- Matraz fondo plano 100 ml (ref. 0100111042)

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Descripción
0100322030	Equipo completo

General Information

Product name: EXTRACTION APPARATUS SOXHLET 50 ML.

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Extractor body 50 ml (ref. 0100322003)
- Dimroth condenser (ref. 0100233614)
- Flask, flat bottom 100 ml (ref. 0100111042)

Picture



Technical Information

Ref.	Description
0100322030	Complete set