

Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS DE FORMA TRAPEZOIDAL CON TAPÓN PP CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato.

Con tapón de polipropileno.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tapón	Color	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)
0100496500	7/16	-	1	± 0.025
0100496500AM	7/16	Ámbar	1	± 0.025

Ficha de producto

Ref.	Tapón	Color	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)
0100496502	7/16	-	2	± 0.02
0100496502AM	7/16	Ámbar	2	± 0.025
0100496504	10/19	-	5	± 0.025
0100496504AM	10/19	Ámbar	5	± 0.025
0100496506	10/19	-	10	± 0.025
0100496506AM	10/19	Ámbar	10	± 0.025
0100496507	10/19	-	20	± 0.025
0100496507AM	10/19	Ámbar	20	± 0.025
0100496508	10/19	-	25	± 0.040
0100496508AM	10/19	Ámbar	25	± 0.04
0100496510	12/21	-	50	± 0.040
0100496510AM	12/21	Ámbar	50	± 0.06



General Information


Product name: VOLUMETRIC FLASKS WITH PP STOPPER, CLASS A, TRAPEZOIDAL

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Manufactured in borosilicate glass. With polypropylene stopper.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopper	Colour	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)
0100496500	7/16	-	1	0.025 ML
0100496500AM	7/16	Amber	1	0.025 ML
0100496502	7/16	-	2	\pm 0.02

Product datasheet

Ref.	Stopper	Colour	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)
0100496502AM	7/16	Amber	2	0.025 ML
0100496504	10/19	-	5 ML	0.025 ML
0100496504AM	10/19	Amber	5 ML	0.025 ML
0100496506	10/19	-	10 ML	0.025 ML
0100496506AM	10/19	Amber	10 ML	0.025 ML
0100496507	10/19	-	20	0.025 ML
0100496507AM	10/19	Amber	20	0.025 ML
0100496508	10/19	-	25 ML	0.04 ML
0100496508AM	10/19	Amber	25 ML	\pm 0.04
0100496510	12/21	-	50 ML	0.04 ML
0100496510AM	12/21	Amber	50 ML	\pm 0.06

