

Información general

Nombre de producto: MATRACES DE CUELLO GRADUADO CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Aforado por contenido.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)
0100496609	100-110	± 0.100
0100496612	200-220	± 0.150

General Information

Product name: VOLUMETRIC FLASKS WITH GRADUATED NECK, CLASS A

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Flask calibrated by content.

Made from borosilicate glass 3.3.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)
0100496609	100-110	0.10 ML
0100496612	200-220	0.15 ML