

## Información general

Nombre de producto: MATRAZ PARA VINOS GRADUADO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Matraz para la comprobación del contenido neto.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
0100627001	190-210
0100627002	364-386

# Ficha de producto

Ref.	Capacidad (ML)
0100627003	685-715
0100627004	985-1015



## General Information

**Product name:** GRADUATED FLASK FOR WINES

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Flask for net content verification.

Made from borosilicate glass 3.3.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
0100627001	190-210
0100627002	364-386

## Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)
0100627003	685-715
0100627004	985-1015

A large, vertical, light green logo consisting of the letters 'LORAZEM' in a bold, sans-serif font. The letters are stacked vertically and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The 'L' is at the top, followed by 'O', 'R', 'A', 'Z', 'E', 'M' from top to bottom.