

## Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS TIPO BATES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para análisis de azúcar.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)
0100496710	100	$\pm 0.08$

## General Information

**Product name:** VOLUMETRIC FLASKS, ACC. TO BATES

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

For sugar analysis.

Made from borosilicate glass 3.3.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)
0100496710	100 ML	$\pm 0.08$