

## Información general

Nombre de producto: PIPETEADOR CON FILTRO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)
10MACR0020	Permite ajustar con gran precisión el enrase de las mismas, de gran utilidad para pipetear de forma repetitiva.	Para pipetas desde 0,1 ml hasta 100 ml.

## General Information

**Product name:** PIPET TOP WITH FILTER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)
10MACR0020	The pipet top facilitates pipetting with measuring pipettes.	For pipettes in the volumetric range from 0,1 ml to 100 ml.