

MicroMix Ultra

Agitador Magnético Digital sin Calefacción



Agitador magnético digital sin Calefacción, controlado por microprocesador.

- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Apropriado para todo tipo de laboratorios, para viscosidades cinemáticas de hasta 100cSt.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de que las condiciones de la muestra varíen.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismo parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Muy silencioso, para funcionamiento continuo
- Superficie de agitación protegida antiralladuras
- Embalaje: 69x53x29

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MC50UE
Referencia	10000-01052
Agitación Magnética	
Volumen Máximo (L)	50
Potencia (W)	50
Rango de Velocidad (rpm)	50-500
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-120
Datos Generales	
Material Plato	Acero Inox. AISI 304
Diámetro Plato (mm)	350x400
Dimensiones (mm)	410x570x140
Peso	10
Protección IP	IP53

Accesorios	Referencia
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 16x102mm* *para otras medidas, consultar	20000-00000

